

ワンタッチベリオリフレクト™

OneTouch Verio Reflect™ meter



ColorSure®
PLUS

一緒につづけてみませんか？

薬局 エスエルファーマシー

中央区明石町 8-1 聖路加ガーデン内
電話(3542)6001・FAX(3542)6002

ONETOUCH™
いつも一緒に、一歩先へ*

↑: 直立つヒント、メダル及びパターンメッセージの機能を有する自己血糖測定器として唯一。
(2019年12月現在)

前向きな測定をつづけるための工夫

シンプル操作 使い方簡単




87%の人が簡単に使えて、血糖測定ができると感じています。

※VRF 02 The meter is easy to use, Project Frazier 3 Regulatory Clinical Evaluation Marketing Claims Analysis Report

ColorSure®
PLUS

ColorSure®ダイナミック血糖値指標

測定結果を、目標値より低い(青)、目標範囲内(緑)または目標値より高い(赤)で即座に知らせ、数値を理解することをサポートします。



血糖測定サポーター

Blood Sugar Mentor™

メッセージを届けることで血糖管理のサポートを目指します。



†: 役立つヒント、メダル及びパターンメッセージの機能を有する自己血糖測定器として唯一。(2019年12月現在)

血糖値指標、パターンメッセージ、役立つヒント及びメダルにより患者の自己判断で糖尿病治療などを中断・変更しないでください。[血糖値指標、パターンメッセージ、役立つヒント及びメダルは、医師により設定された値に基づき、測定結果が設定した血糖目標範囲の範囲内または範囲外であるか、過去の測定結果から得られた傾向または血糖管理に関するアドバイスなどを示すものであり、患者の自己判断や診断を行うものではありません。]

製品仕様

測定範囲	20~600mg/dL	電源	CR2032電池×2
測定値	血糖グルコース濃度に換算した値で表示	メモリー機能	750件
検体量	0.4µL以上	寸法	43.0(横)×101.0(縦)×15.6(高さ)mm
測定時間	約5秒間	重量	約53g
測定方法	FAD-GDH電極法	自動節電機能	前の操作から52分後

製品をお使いの前に添付文書を必ずお読みください。製品についてのお問い合わせは、担当営業、または下記までご連絡ください。

LifeScan Japan株式会社

東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル2F

●販売名:ワンタッチベリオフレクト 自己検査用グルコース測定器
高度管理医療機器/特定保守管理医療機器 認証番号: 301AABZX00067000
●販売名:ワンタッチベリオセンサー 自己検査用グルコースキット 承認番号:22400AMX01423000
[製造販売元] LifeScan Japan株式会社 東京都中央区日本橋室町3丁目4-4 OVOL日本橋ビル2F

ワンタッチコールセンター
0120-113-903

24時間365日

携帯電話・PHSからでもかけられます。